


*Vielfältige Vorteile
durch eine moderne, einzigartige Rezeptur*

- Hohe Viskosität ermöglicht einfaches Auftragen und hilft, ein versehentliches Verlaufen in unerwünschte Areale zu verhindern
- Leukosan® Adhesive bleibt an Ort und Stelle
- Eine einzige Klebeschicht reicht aus, um einen starken und angenehmen Hautverschluss zu gewährleisten
- Schnelle Aushärtung: Leukosan® Adhesive polymerisiert schneller als ähnliche Produkte auf dem Markt
- Polymerisation wird durch die Feuchtigkeit der Haut ohne zusätzliche Aktivatoren ausgelöst
- Keine Punktionsnarben aufgrund nicht invasiver Anwendung
- Keine Notwendigkeit von Lokalanästhetika



Überlegene Anwendung durch Studien belegt



Quellen
¹ Verfahren TP 10-034. Interne Chemece-Akte.
² Interne Chemece-Akte „7. Physische und chemische Tests“.
³ Verfahren TP 10-126 Polymerisationszeit von Cyanoacrylaten bei Plasma. Interne Chemece-Akte.

Leukoplast®

Leukosan® Adhesive

Die Vorteile auf einen Blick:

-  **Hohe Viskosität**
schnell, einfach und sicher aufzutragen, eine Schicht reicht aus
-  **Flexibel**
passt sich der Hautbewegung an und schützt
-  **Schneller Wundverschluss**
schnelle Aushärtung, haltbare Anpassung
-  **Keine Wärmeentwicklung**
angenehm für den Patienten
-  **Zwei Applikatoren**
wahlweise präzises und/oder breites Auftragen

Leukosan® Adhesive, steril				
Inhalt	Bestell-Nr.	Inhalt/Packung	Verp.-Einheit	PZN
0,7 ml	7254100	10 Stück	8	06437264
0,36 ml	7254101	10 Stück	8	08745863



Lagerung und Haltbarkeit

Leukosan® Adhesive ist hitze- und EO-sterilisiert und verfügt über eine Haltbarkeit von zwei Jahren. Der Gewebekleber kann ohne Kühlung bei Raumtemperatur (bis zu 30 °C) gelagert werden.



Leukoplast®
an Essity brand

BSN medical GmbH · Quickbornstraße 24 · 20253 Hamburg · www.bsnmedical.de
Tel. +49 (0)40 / 49 09-45 45 · Fax +49 (0)40 / 49 09-66 66

Leukoplast®

Wound care in best hands



Leukosan® Adhesive: schließt Wunden, befreit von Sorgen

Hohe Viskosität für präzises Kleben

Leukoplast®

Wound care in best hands



Leukoplast®

Leukosan® Adhesive: atraumatisch für Patienten, arbeitserleichternd für Ärzte


Leukosan® Adhesive ist ein steriles Medizinprodukt, das vom medizinischen Fachpersonal in erster Linie zum Verschließen chirurgischer Inzisionen und kleinerer traumatischer Wunden mit leicht auseinander stehenden Wundrändern bei geringer Hautspannung verwendet werden soll.

Leukosan® Adhesive bietet dank seiner Rezeptur überzeugende Vorteile für eine schnelle, sichere und präzise Wundrandadaptation.

Aluminiumtube: Anwendung

- Intuitive Handhabung, erfordert kaum Übung
- Praktische und präzise Dosierung
- Kein Zurückziehen des Klebers in den Applikator nach Druckentlastung
- Der Gewebekleber kann zum Verschließen mehrerer Wunden desselben Patienten verwendet werden

Neues praktisches Produktdesign – sofort einsatzbereit:



Flexibler Klebefilm: besonders zuverlässig

Die Formel von Leukosan® Adhesive besteht aus zwei Arten von Cyanacrylat und einem Verflüssiger, sodass eine perfekte Mischung aus Haftfestigkeit und Flexibilität entsteht.

Der Gewebekleber ist flexibel, wasserdicht und bietet eine Barriere, die die Wunde vor dem Eindringen von Mikroorganismen schützt.



Schutzfilm passt sich der Hautbewegung an

Keine Wärmeentwicklung: kein Unbehagen

Besonders Kinder empfinden die Hitzeentwicklung einiger Hautkleber häufig als unangenehm. Leukosan® Adhesive verursacht während der Polymerisation fast keine oder eine vernachlässigbare Wärmeempfindung auf der Haut. In der Folge verspüren die Patienten kein zusätzliches Unbehagen.



Leukosan® Adhesive: exotherme Reaktion ist vernachlässigbar.



*Leukosan® Adhesive
wird für folgende Indikationen empfohlen:*

- Oberflächliche Schnitt- und Platzwunden
- Saubere Risswunden
- Chirurgische Inzisionen
- Minimalinvasive Zugänge
- Subkutan genähte Wunden als zusätzlicher topischer Wundverschluss