

## Farbkarte


### Inhalt:

- Kunstleder
- PU-Beschichtung
- PUD-Beschichtung
- Stoffe
- PVC
- Nylonspezialgewebe
- Antirutschmaterialien



# Farbkarte

## Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei



creme, phthalatfrei



apricot, phthalatfrei




gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei



feuerrot, phthalatfrei



bordeaux



cyclame, phthalatfrei




violett, phthalatfrei



royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei




hellblau, phthalatfrei



agave, phthalatfrei



chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei



**KL- anthrazit**  
antistatisch  
(Alternativ PU-Bezug  
antistatisch, schwarz wählbar)  
Mehrpreis +30% zu KL-Bezug

## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin



phthalatfrei




trocknergeeignet




nicht trockengeeignet

# Farbkarte

## PU Beschichtung



agave - Standard



schwarz




blau



rot



gelb



lichtgrau


### Info

Aufgrund des hohen Weißanteils in Blau können wir keine Garantie auf die Röntgenfähigkeit geben.

### Info

PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blut-fest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei Kontamination mit Blut ist das Produkt zu entsorgen.

## PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard



hellblau



schwarz




blau



rot



gelb



lichtgrau




antistatisch,  
anthrazit

### Info


Eigenschaften der Beschichtungen siehe Register „Wichtige Hinweise & Pflege“

# Farbkarte


## PU-Bezug (Polyurethanbezug abwischbar)



**PU-Bezug**  
weiß,  
95°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz antistatisch, hoch-  
reißfest, sehr elastisch, hoch  
desinfektionsmittelbeständig,  
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,  
60°C waschbar


## Stoffe



**Micronara**  
anthrazit, Standard  
30°C waschbar



**Micronara**  
blau,  
30°C waschbar




**Micronara**  
schwarz,  
30°C waschbar




**Micronara**  
hellbraun,  
30°C waschbar




**Frottee**  
natur,  
60°C waschbar



**Frottee**  
weiß, Unterseite PU-Schicht,  
60°C waschbar



**Trikot**  
weiß,  
95°C waschbar



**Anti-Milben-Bezug**  
60°C waschbar

## PVC



creme - Standard




grau


 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet


## Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange



grauweiß

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerneissen ( Seite 11.5). Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

## Antirutschmaterialien



**Turnmattenmaterial**  
blau, hochreißfestes  
Spezialgewebe



**Antirutschmaterial**  
anthrazit,  
extrem rutschhemmendes  
Spezialgewebe

## Baumwollstoff



Bezugsstoff Schildkröten,  
60°C waschbar

## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin



phthalatfrei  
Mehrpreis + 15 % zu KL-Bezug